




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Brillenlupe incl. Klemmhalterung, 3x

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Brillenlupe mit binokularen Linsenteilen.

Das Vorsetzteil abnehmbar, so dass es auch auf Korrekturbrillen angesetzt werden kann.

Gestell aus Polymer-Kunststoff, Linse aus Plexiglas, besonders leicht.

Lieferung in hochwertiger Schutzbox.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2457
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072061029
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Lupen und Gläser Eigenschaften	weitere Linsen/Vergrößerungsstufen als Zubehör erhältlich
Anzahl Linsen/ Scheiben	2
Material Linse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Arbeitsabstand	130 mm
Material Lupe	Polyamid (PA. unspezifisch) glasfaserverstärkt
Typ Lupe	Vorsetzlupe mit Bügel
Vergrößerung	3-fach

