



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Handleuchtlupe mobilux LED, 24dpt, 6X Ø 58mm

**88,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Formschöne **Handlupe**, bestens geeignet zum Lesen von Kleingedrucktem; einfache Handhabung. Kratzfeste Linse, hoher Sehkombfort.

Die am besten geeignete Farbtemperatur und Lichtstärke lassen sich über 3 beiliegende, aufstreckbare Filter voreinstellen. Es ist kein Lampenwechsel erforderlich und die LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden.

- Bis zu 10x längere Lebensdauer der Batterien als bei Verwendung eines herkömmlichen Leuchtmittels
- Helle, homogene Ausleuchtung durch SMD-LED und Kollimationsoptik
- inkl. Etui zum Aufstecken auf die Linse

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	4-4406
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157593
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz hellgrau
Form	rund
Lupen und Gläser Eigenschaften	mit Beleuchtung
Energieversorgung	Akku Batterie
Schliff	asphärisch
Typ Leuchtmittel	LED
Typ Lupe	Handleuchtlupe
Vergrößerung	6-fach

