



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Lupenleuchte 1,75x bikonvex, inkl. Leuchtmittel 18 W + Tischklemme

656,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Tageslicht und verzerrungsfreie Vergrößerung.

Lichtquelle: Energiesparende 18 W Kompakt-Leuchtstofflampe ohne störende Wärmeabstrahlung, inkl. Tischklemme.

Lampe: ca. 8000 Std. Brenndauer

Leuchtenkopf: 3-D-Gelenk für individuelle Einstellbarkeit in 3 Achsen

Beleuchtungsstärke: max. 6000 Lux bei 30 cm Abstand

Linse: Hochwertige, geschliffene Glaslupe 171 x 108 mm, 3 Dioptrien, Vergrößerung 175%, bikonvex

Ausladung: max. 85 cm

Gewicht: 4,0 kg

Farbe: weiß

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1745
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018214
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Form	rechteckig
Länge	900 mm
Lupen und Gläser Eigenschaften	mit Tischklammer mit Leuchtmittel mit Gelenkstativ mit Beleuchtung
DM Linse	171 mm
Energieversorgung	Stromnetz
Leistung	18 W
Material Linse	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Arbeitsabstand	300 mm
Schliff	bikonvex
Beleuchtungsstärke	6000 Lux
Typ Leuchtmittel	Leuchtstofflampe
Ersatzteil	3-1748
Material Lupe	Aluminium
Typ Lupe	Leuchtlupe mit Gelenkstativ
Vergrößerung	1.75-fach

