



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Skalenlupe, Vergrößerung 10x

138,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Präzisions-Skalenlupe für unterschiedliche Anwendungen in Labor, Medizin und Technik.

Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung.

Griffiger Fokussiererring. Achromatische Glaslinse, vergütet.

Lieferung mit Standardskala (Abb. 1). Messbereich 20 mm, 1/10 Teilung.

23 mm Ø, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Lieferung in fester Kunststoffbox mit Platz für andere Skalen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9521
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072010959
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Lupen und Gläser Eigenschaften	mit Mess-Skala mit Beleuchtung
DM Linse	23 mm
Energieversorgung	Batterie
Material Linse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Schliff	achromatisch
Typ Leuchtmittel	Glühlampe
Material Lupe	Polyamid (PA. unspezifisch) glasfaserverstärkt
Typ Lupe	Skalenlupe
Typ Mess-Skala	Messbereich 20 mm. 1/10 Teilung
Vergrößerung	10-fach

