



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Standlupe rund, 10 x Vergrößerung (38 dpt), Ø-Linse: 35 mm,

49,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Standlupe mit einer kratzfesten aplanatischen Linse (\varnothing 35 mm) aus PXM[®] mit einer cera-tec[®] Beschichtung.

Hohe Vergrößerung (38,0 dpt / 10x) für verschiedene Anwendungen. Durch den durchsichtigen Stand ist eine optimale Beleuchtung von allen Seiten möglich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2461
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072082338
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Form	rund
DM Linse	35 mm
Material Linse	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Schliff	aplanatisch
Material Lupe	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Typ Lupe	Standlupe
Vergrößerung	10-fach

