



neolab® Standlupe 8-fache Vergrößerung

Artikelbilder



Beschreibung

Lupen mit asphärischer Linse, mit glasklarem Unterteil aus schlagfestem Kunststoff.

Best.-Nr. 7-9931

Höhe: ca. 45 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-9931
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050269
Farbe	Schwarz
Form	rund
DM Linse	24 mm
Material Linse	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 1
Schliff	asphärisch
Material Lupe	Polyamid (PA. unspezifisch)
Typ Lupe	Standlupe
Vergrößerung	8-fach

