



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Platindraht, 0,3 mm Ø, je cm

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Best.-Nr. 2-3300

99,9% reiner Platindraht: weich und biegsam.

Bei Bestellung bitte die gewünschte Länge in cm angeben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3300
Hersteller (Marke)	neoLab
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Material	Platin
steril	Nein
DM Draht	0.3 mm

