



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Universalbinder Polyamid, 300 x 7,8 mm, 100 St./Pack

46,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einweg-Kabelbinder aus Polyamid mit Rasterstegen.

Hohe Zugfestigkeit und hohe chemische Resistenz, auch thermisch belastbar. Zum Verschließen und Autoklavieren kontaminierter Säcke und Beutel.

Müssen zum Öffnen zerstört werden.

Farbe: transparent natur

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7114
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072045159
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon)
Breite	7.8 mm
Länge	300 mm
TBST MAX	85 °C
TBST MIN	-40 °C

