



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Universalbinder (PE), rot, 180 mm lang, 100 Stck./Pack

7,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rote Kabelbinder mit 2 Einrastlöchern
Wieder verschließbar.
Querschnitt: 2 mm

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 1-7100 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072045012 |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | rot |
| Material | High-Density-Polyethylen (HDPE) |
| Breite | 2 mm |
| Länge | 180 mm |

