



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Silikongummi-Schlaufen, 30 St./Pack

94,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verstellbare Gummibänder aus Silikongummi, extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien und Verwitterung. Elastisch im Temperaturbereich von -46°C bis 121°C, autoklavierbar. Jede Schlaufe kann durch ein kleines Spannband je nach Bedarf weiter oder enger gezogen werden. Die Schlaufen sind 5 mm breit und können bis auf 10 cm Ø ausgedehnt werden.

In Beuteln zu 30 Stück (je 10 Stück rot, blau und gelb).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2291
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025663
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau rot gelb
Material	Silikon
Breite	5 mm
Länge	100 mm
TBST MAX	121 °C
TBST MIN	-46 °C

