



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Braun Petzold Sterican® Kanüle G 23 x 2 3/8", 0,60 x 60 mm

6,87 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Braun Sterican® Kanülen in verschiedenen Ausführungen

- Nach ISO 7864 und DIN 13097
- Dünnwand-Kanüle
 - Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
 - Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Spezial-Facetten-Langschliff/Kurzschliff
 - Für schmerzarme Punktionen
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
 - Aus Polypropylen
 - Farbcodiert nach ISO 6009
- Packung zu 100 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TZ-1474
Hersteller (Marke)	Braun Petzold
VGKL Nummer	194211008
EAN	4058072182199
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	0,6 mm
Material	Edelstahl
Länge	60 mm
Hersteller	Braun Petzold

