



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kanülen Luer-Lock-Anschluss, 1,5 x 150 mm, 3 Stck./Pack

24,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kanülen mit Luer-Lock-Anschluss; weiblich.

Material: Ansatz Messing verchromt, Kanüle Edelstahl mit Schrägschliff.

Wiederverwendbar, korrosionsbeständig.

Jeweils 3 Stück/Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3123
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072000837
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	1,5 mm
Material	Edelstahl
Länge	150 mm
Kanülen Eigenschaften	mit Luer-Lock

