














Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLab® Kanülen Luer-Lock-Anschluss, 2,0 x 150 mm, 3 Stck./Pack

26,80 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Kanülen mit Luer-Lock-Anschluss; weiblich. Material: Ansatz Messing verchromt, Kanüle Edelstahl mit Schrägschliff. Wiederverwendbar, korrosionsbeständig. Jeweils 3 Stück/Pack

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-3129
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072000882
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	2 mm
Material	Edelstahl
Länge	150 mm
Kanülen Eigenschaften	mit Luer-Lock

