



neoLab® Multischärfer

Artikelbilder



Beschreibung

Elektrischer Multischärfer mit Edelmetall-Schleif-Einrichtung.

Das Gerät verfügt über verschiedene Funktionen:

Wellenschliff für Messer, Glattschliff für Messer, Glattschliff für Scheren, Schliff für Schraubendreher, Schliff für Klein-Werkzeuge u.a. auch für Bohrer.

Mit auswechselbarer Schleifscheibe und Netzschalter.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1187
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072086626
Breite	57 mm
Höhe	85 mm
Länge	156 mm
Tiefe	156 mm
Spannung	230 V
Leistung	20 W

