



neoLab® Pinzette Nr. 7, gebogen

Artikelbilder



Beschreibung

Original Schweizer DUMONT-Pinzetten höchster Präzision,
handgeschmiedet aus Inox-02 Edelstahl mit extra feinen Spitzen für Biologie, Elektronen-Mikroskopie u.a..
Lieferung: einzeln mit Spitzenschutz und im Etui mit Klappdeckel.
Made in Switzerland.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1034
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072049119
Material	Edelstahl
Länge	115 mm
Pinzetten Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit antimagnetisch
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Modell (Dumont)	7 curved thin
Oberfläche/ Struktur	glatt
Spitzenbreite	0.17 mm
Spitzenstärke	0.1 mm
Typ Pinzette	Flachpinzette
Typ Spitze	gebogen (stark horizontal) sehr spitz

