




Bochem Pinzette Polyamid, L=130mm

Artikelbilder



Beschreibung

Pinzette aus Polyamid, L=130mm Gewicht in g: 5,0 autoklavierbar und sterilisierbar bis 180 °

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-0387
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	330501840
EAN	4058072325121
Material	Polypropylen (PP)
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	82032000
Länge	130 mm

