



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Antistatische Pinzette, 3 mm, gerade, mit Zahnung

19,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Pinzetten aus antistatischem Vestamid mit 20% Glasfiberverstärkung.

Gute Steifigkeit, praktisch unzerbrechlich, elektrisch leitend.

Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.

Temperaturbeständigkeit: bis 180°C

Gesamtlänge: 120 mm

Farbe: schwarz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1216
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055844
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polyamid 12 (PA 12. Vestamid)
Länge	120 mm
Pinzetten Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Zahnung antimagnetisch
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt
Spitzenbreite	3.2 mm
Spitzenstärke	0.4 mm
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	vierkantig abgeflacht

