



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



RSG Membranfilter-Pinzette, 105 mm, gerade m. abgeflachten Enden

7,85 € Ab

5,23 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Pinzetten aus Edelstahl zur schonenden Handhabung von Membranfiltern.
Vorne abgerundet und abgeflacht.
Pinzette ist 115 mm lang, autoklavierbar und abflammbar.

Best.-Nr. 1-6131

Die Standard-Filterpinzette muss zum Festhalten des Filters gedrückt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RG-1283
Hersteller (Marke)	RSG
alte neoLab ArtikelNr.	1-6131
EAN	4058072338688
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Edelstahl
Länge	115 mm
Pinzetten Eigenschaften	antimagnetisch
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt poliert
Spitzenbreite	5.5 mm
Spitzenstärke	0.5 mm
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	vierkantig abgeflacht gewinkelt (leicht vertikal)

