



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PBTP-Pinzette mit Fiberglas, 6 mm, gerade, ohne Zahnung

16,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertige Pinzetten aus Polybutylenterephthalat (PBTP) mit 20 % Fiberglasanteil.
Gute Steifigkeit und beste chemische Beständigkeit.
Hohe Isolierwerte, temperaturbeständig bis 200°C.
Länge: 120 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1210
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012526
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polybutylenterephthalat (PBTB) Glasfaser
Länge	120 mm
Pinzetten Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit antimagnetisch
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt
Spitzenbreite	6.2 mm
Spitzenstärke	0.3 mm
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	paddelförmig

