



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® PBTP-Pinzette mit Fiberglas, 3 mm, gerade, mit Zahnung

**16,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hochwertige Pinzetten aus Polybutylenterephthalat (PBTP) mit 20 % Fiberglasanteil.

Gute Steifigkeit und beste chemische Beständigkeit.

Hohe Isolierwerte, temperaturbeständig bis 200°C.

Länge: 120 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-1211
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012533
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polybutylenterephthalat (PBTB) Glasfaser
Länge	120 mm
Pinzetten Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Zahnung antimagnetisch
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt
Spitzenbreite	3.2 mm
Spitzenstärke	0.4 mm
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	vierkantig abgeflacht

