



neoLab® Pinzette mit Lupe 8x

Artikelbilder



Beschreibung

Ausgezeichnetes Design gepaart mit höchster Fertigungsqualität!

Gerade Pinzette, spitz, mit 8-fach vergrößernder Lupe. Die Lupe lässt sich im Abstand zur Pinzette variieren.

Lupe: 20 mm Ø, Vergrößerung 8x

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1234
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012649
Material	Edelstahl
Länge	120 mm
Pinzetten Eigenschaften	mit Lupe
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt
Spitzenbreite	0.4 mm
Spitzenstärke	0.2 mm
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	sehr spitz

