



## neolab® Pinzetten Set

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Praktisches Pinzetten Set für Routinearbeiten. Bestehend aus 3 Pinzetten im Etui.

- rostfrei
- Farbe 2 x silber, 1 x schwarz
- gerade und bogenförmig
- 90 bzw. 95 mm lang

Spitzen Typ:

- 1 x spitz
- 2 x flache Spitze 3 und 4 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-0303
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072011420
Material	Edelstahl
Länge	90 mm
Pinzetten Eigenschaften	im Set anatomisch geformt
Anzahl Teile im Set	3
Biegung Pinzette/ Schere	leicht vertikal gebogen gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	spitz vierkantig abgeflacht

