



neoLab® Pinzette elektrophoretisch beschichtet

Artikelbilder



Beschreibung

Pinzette für alle Routinearbeiten. Leicht geriffelte Spitze

- rostfrei
- schwarz, pulverbeschichtet
- 95 mm lang
- spitz

Gewicht: ca. 12 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-0300
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072011390
Material	Edelstahl
Länge	95 mm
Pinzetten Eigenschaften	mit Zahnung antimagnetisch
Biegung Pinzette/ Schere	gerade. nicht gebogen
Oberfläche/ Struktur	glatt
Typ Pinzette	Standard (geöffnet)
Typ Spitze	spitz

