




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Policeman Teflon®, 254 mm lang, 7,9 mm

45,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wischer/Rührer

Wischer aus Teflon[®].

Stab 7,9 mm Ø, Länge 254 mm,

Enden abgeflacht. Autoklavierbar bis 121°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2092
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025281
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Länge	254 mm
Abbildung	1
Funktionsweise	mechanisch
DM Stab	7.9 mm
Form Rührer/Wischer	runder Stab. vorne paddelförmig

