




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Policeman PP, 203 mm lang, 4,7 mm

**29,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Wischer/Rührer

Rund, aus Polypropylen. Mit abgeflachtem, schräggeschnittenem Ende.
Länge 203 mm, 4,7 mm Ø.
Autoklavierbar bis 121°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2093
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025298
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Polypropylen (PP)
Länge	203 mm
Abbildung	2
DM Stab	4.7 mm
Form Rührer/Wischer	runder Stab. vorne flach
Funktionsweise	mechanisch

