




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Policeman Stahlrohr mit PE-Hülle, 203 mm lang

157,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Wischer/Rührer

Griff aus Stahl mit Umhüllung aus PE, 6 mm Ø.
Abgeflachtes Ende 25 mm, Länge 203 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2094
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025304
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Stahl Polyethylen (PE)
Länge	203 mm
Abbildung	3
DM Stab	6 mm
Form Rührer/Wischer	runder Stab. vorne flach
Funktionsweise	mechanisch

