



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Lagerhülse aus kalibriertem
Präzisionsglas, Lauffläche geschliffen und
poliert, HB 10, für Rührwelle Ø 10 mm**

**35,81 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Lagerhülsen

Aus kalibriertem Präzisionsglas, Lauffläche geschliffen und poliert, austauschbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1948
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3948
EAN	4058072316839
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	75 mm
Länge	120 mm

