



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Glasteil für Rührverschluss, Kern NS 45/40, Gewinde GL 25

30,99 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Glasverschluss mit Kern NS 45/40 und Gewinde GL 25. Ersatzteil für Rührverschlüsse mit GL-Außengewinde.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1964
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3964
EAN	4058072316990
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Normschliff	45/40
Gewinde Verschlusskörper	GL 25

