











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Lenz Rührer mit Rührverschluss, komplett, für Rundkolben von 250-2.000 ml

260,11 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Rührer mit Rührverschluss

Rührwelle mit Rührblatt und PTFE-Sicherungsschraube, Rührwelle aus DURAN®-Rohr.

Zum Verschließen von Vakuum-Rührapparaturen, gasdicht bis 10⁻³ mbar bei einer Dauerbelastung bis max. 800 Upm. Geeignet für Rundkolben von 250-200 ml.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-2028
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4032
EAN	4058072317614
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Anzahl Teile im Set	8
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2029
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Verschlusskörper	GL 25
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	

