



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Rührverschluss mit GL-Außengewinde,  
Kern NS 29/32, Gewinde GL 25, für Rührwelle Ø10  
mm**

**59,88 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

### **Rührverschlüsse** mit GL-Außengewinde

Rührverschlüsse mit Schraubkappe, Verschluss hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Materialien: PTFE (Führungshülse), PTFE-FPM (Spezialdichtung), PPS (Schraubkappe); alle Teile sind leicht auswechselbar

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1960
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3960
EAN	4058072316952
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	70 mm
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Normschliff Kern	29/32
Gewinde Verschlusskörper	GL 25
für DM Stab	10 mm

