



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührverschluss mit GL-Außengewinde,
Kern NS 45/40, Gewinde GL 25, für Rührwelle Ø
10 mm**

**73,63 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührverschlüsse mit GL-Außengewinde

Rührverschlüsse mit Schraubkappe, Verschluss hergestellt aus DURAN®-Rohr, weitere Materialien: PTFE (Führungshülse), PTFE-FPM (Spezialdichtung), PPS (Schraubkappe); alle Teile sind leicht auswechselbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1961
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3961
EAN	4058072316969
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Länge	85 mm
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Normschliff Kern	45/40
Gewinde Verschlusskörper	GL 25
für DM Stab	10 mm

