



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Rührverschluss mit Kühlmantel, für Rührwelle Ø 16 mm, Kern NS 45/40, Gewinde GL 14

**186,15 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### **Rührverschlüsse** mit Kühlmantel

Rührverschlüsse mit NS-Kern und Kühlwasseranschlüssen (Gewinde GL 14), Lauffläche geschliffen und poliert

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1959
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3959
EAN	4058072316945
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Normschliff Kern	45/40
für DM Stab	16 mm

