



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührverschluss mit doppelter
Lippendichtung, Kern NS 29/32, für Rührwelle 10
mm**

**286,22 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rührverschlüsse mit doppelter Lippendichtung

Rührverschlüsse für Anforderungen unter Vakuum oder leichtem Überdruck; durch den Einsatz von zwei getrennten PTFE-Dichtelementen wird die Führung verlängert, ein schlagfreier Lauf der Welle erreicht und somit einer erhöhten Abnutzung vorgebeugt; Material: Borosilikatglas 3.3 (Verschluss), PTFE (Lippendichtungen)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1973
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3973
EAN	4058072317089
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Normschliff Kern	29/32
für DM Stab	10 mm

