



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Rührverschluss mit doppelter  
Lippendichtung, Kern NS 29/32, für Rührwelle 16  
mm**

**339,91 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

### **Rührverschlüsse** mit doppelter Lippendichtung

Rührverschlüsse für Anforderungen unter Vakuum oder leichtem Überdruck; durch den Einsatz von zwei getrennten PTFE-Dichtelementen wird die Führung verlängert, ein schlagfreier Lauf der Welle erreicht und somit einer erhöhten Abnutzung vorgebeugt; Material: Borosilikatglas 3.3 (Verschluss), PTFE (Lippendichtungen)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1976
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3976
EAN	4058072317119
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Normschliff Kern	29/32
für DM Stab	16 mm

