



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Ankerrührer mit Gewindeanschluss GL 10, für Laborflansch LF 100

**125,82 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ankerrührer mit GL-Gewindeanschluss für Flanschgefäße.
Aus kalibriertem Präzisionsglas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2080
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4084
EAN	4058072318130
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	4000 ml
DM Stab	10 mm
Form Rührflügel/ -blatt	Ankerförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Material Rührkopf	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Anker

