



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Ankerrührer mit Gewindeanschluss GL 14, für Laborflansch LF 150

148,94 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ankerrührer mit GL-Gewindeanschluss für Flanschgefäße.
Aus kalibriertem Präzisionsglas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2091
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4095
EAN	4058072318246
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	4000 ml 6000 ml
DM Stab	16 mm
Form Rührflügel/ -blatt	Ankerförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 14
Material Rührkopf	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Anker

