



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Ankerrührer mit Kupplungzapfen, für Laborflansch LF 60, Kupplungzapfen 8 x 40 mm

108,14 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ankerrührer mit Kupplungzapfen für Flanschgefäße.
Aus kalibriertem Präzisionsglas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2060
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4064
EAN	4058072317935
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
DM Stab	10 mm
Form Rührflügel/ -blatt	Ankerförmig
Material Rührkopf	Borosilikatglas DURAN
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Anker
für Gefäße mit Volumen bis	1000 ml

