



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Ankerrührer mit Kupplungzapfen, für  
Laborflansch LF 100, Kupplungzapfen 8 x 40  
mm**

**114,26 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Ankerrührer** mit Kupplungzapfen für Flanschgefäße.  
Aus kalibriertem Präzisionsglas.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2069
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4073
EAN	4058072318024
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	2000 ml
DM Stab	10 mm
Form Rührflügel/ -blatt	Ankerförmig
Material Rührkopf	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Anker

