



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Ankerrührer mit Kupplungzapfen, für
Laborflansch LF 150, Kupplungzapfen 10 x 50
mm**

**136,43 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ankerrührer mit Kupplungzapfen für Flanschgefäße.
Aus kalibriertem Präzisionsglas.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2086
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4090
EAN	4058072318192
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	4000 ml 6000 ml
DM Stab	16 mm
Form Rührflügel/ -blatt	Ankerförmig
Material Rührkopf	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Anker

