



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Ankerrührer mit Kupplungzapfen, für Laborflansch LF 150, Kupplungzapfen 10 x 50 mm

**137,18 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Ankerrührer** mit Kupplungszapfen für Flanschgefäße.  
Aus kalibriertem Präzisionsglas.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2087
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4091
EAN	4058072318208
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	5000 ml 10000 ml
DM Stab	16 mm
Form Rührflügel/ -blatt	Ankerförmig
Material Rührkopf	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Anker

