



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Kolben 100 ml, Schliff NS 29/32,
Welle 10 mm, Länge 270 mm, Rührblatt 55 x 17 x
3 mm, 2 Löcher Ø 5 mm**

**91,06 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührer mit PTFE-Rührblatt und Gewindeanschluss GL 10, aus kalibriertem Präzisionsglas, für Kolben 100 ml, Schliff NS 29/32, Welle 10 mm, Länge 270 mm, Rührblatt 55 x 17 x 3 mm, 2 Löcher Ø 5 mm, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr, Rührblatt PTFE

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2043
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4047
EAN	4058072317768
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	100 ml
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2050
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

