



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




**Lenz Rührer für Kolben 250 ml, Schliff NS 29/32,  
Welle 10 mm, Länge 280 mm, Rührblatt 55 x 17 x  
3 mm, 2 Löcher Ø 5 mm**

**91,06 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

Rührer mit PTFE-Rührblatt und Gewindeanschluss GL 10, aus kalibriertem Präzisionsglas, für Kolben 250 ml, Schliff NS 29/32, Welle 10 mm, Länge 280 mm, Rührblatt 55 x 17 x 3 mm, 2 Löcher Ø 5 mm, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr, Rührblatt PTFE

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2044
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4048
EAN	4058072317775
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	250 ml
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2050
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

