



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Kolben 500 ml, Schliff NS 29/32,
Welle 10 mm, Länge 300 mm, Rührblatt 80 x 20 x
3 mm, 4 Löcher Ø 5 mm**

**95,86 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührer mit PTFE-Rührblatt und Gewindeanschluss GL 10, aus kalibriertem Präzisionsglas, für Kolben 500 ml, Schliff NS 29/32, Welle 10 mm, Länge 300 mm, Rührblatt 80 x 20 x 3 mm, 4 Löcher Ø 5 mm, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr, Rührblatt PTFE

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2045
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4049
EAN	4058072317782
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2051
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Rührblätter
für Gefäße mit Volumen bis	500 ml

