



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Kolben 6.000 ml, Schliff NS
45/40, Welle 10 mm, Länge 515 mm, Rührblatt
115 x 25 x 4 mm, 7 Löcher Ø 6 mm**

**103,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührer mit PTFE-Rührblatt und Gewindeanschluss GL 10, aus kalibriertem Präzisionsglas, für Kolben 6.000 ml, Schliff NS 45/40, Welle 10 mm, Länge 515 mm, Rührblatt 115 x 25 x 4 mm, 7 Löcher Ø 6 mm, Rührwelle hergestellt aus DURAN®-Rohr, Rührblatt PTFE

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2049
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4053
EAN	4058072317829
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2055
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Rührblätter
für Gefäße mit Volumen bis	6000 ml

