




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Kolben 500 ml, Schliff NS 29/32,
Länge ca. 300 mm, Rührblatt 80 x 20 x 3 mm, 4
Löcher Ø 5 mm**

**84,29 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rührer mit gelochtem PTFE-Rührblatt und Kupplungszapfen
Aus kalibriertem Präzisionsglas. Mit Druckknopf zum Wechseln der Rührblätter.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2038
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4042
EAN	4058072317713
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	500 ml
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	@IMID:Node:group3892643729349 LZ-2051
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

