












neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## Lenz Rührer für Kolben 2.000 ml, Schliff NS 45/40, Länge ca. 425 mm, Rührblatt 98 x 20 x 3 mm, 6 Löcher Ø 7 mm

86,90 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

**Rührer** mit gelochtem PTFE-Rührblatt und Kupplungszapfen Aus kalibriertem Präzisionsglas. Mit Druckknopf zum Wechseln der Rührblätter.

## Zusätzliche Informationen

	17.0040
ArtNr.	LZ-2040
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4044
EAN	4058072317737
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	2000 ml
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2053
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

