



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Rührer für Schliff NS 29/32, Rührwelle Ø x L.  
10 x 400 mm. Rührkreis 90 mm**

**94,94 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Rührer** mit beweglichen Flügeln und GL-Gewindeanschluss.  
Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffenen und polierte Lauffläche.  
Rührflügel und Bolzen mit Spreizscheibe.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2023
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4025
EAN	4058072317560
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2027
Form Rührflügel/ -blatt	quadratisch/ rechteckig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Länge Stab/ Arm	400 mm
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührflügel

