



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Schliff NS 29/32, Rührwelle Ø x L.
10 x 460 mm. Rührkreis 90 mm**

**95,86 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührer mit beweglichen Flügeln und GL-Gewindeanschluss.
Aus kalibriertem Präzisionsglas, geschliffenen und polierte Lauffläche.
Rührflügel und Bolzen mit Spreizscheibe.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2024
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4026
EAN	4058072317577
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2027
Form Rührflügel/ -blatt	quadratisch/ rechteckig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 10
Länge Stab/ Arm	460 mm
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührflügel

