



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




---

**Lenz Rührer für Rundkolben 4.000/5.000 ml,  
Schliff NS 45/40, Rührwelle Ø x L.16 x 520 mm,  
Rührblatt 125 x 35 x 3 mm**

**154,42 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Rührer** mit seitlichem Rührblatt und GL-Gewindeanschluss.  
Aus kalibriertem Präzisionsglas. Rührblatt und Sicherungsschraube aus PTFE.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1992
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3992
EAN	4058072317256
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2007 LZ-2014
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 14
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

