




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Rundkolben 10.000 ml, Schliff NS
45/40, Rührwelle Ø x L. 16 x 620 mm, Rührblatt
125 x 35 x 3 mm**

**156,25 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Rührer mit seitlichem Rührblatt und GL-Gewindeanschluss.
Aus kalibriertem Präzisionsglas. Rührblatt und Sicherungsschraube aus PTFE.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1994
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3994
EAN	4058072317270
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2009 LZ-2014
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Gewinde Rührwelle/ -stab	GL 14
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Rührblätter

